

广东万德检测技术股份有限公司

检测报告

报告编号: WDX25041256

委托单位: 东莞市杰森容器制品有限公司

地 址: 广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 197 号 1 栋
106 室

报告日期: 2025 年 04 月 14 日



扫一扫查真伪

检测报告

报告编号: WDX25041256

日期: 2025 年 04 月 14 日

页码: 1 / 3

委托单位: 东莞市杰森容器制品有限公司

地址: 广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 197 号 1 栋 106 室

以下信息是由申请者所提供及确认:

样品名称: PE 块

样品数量: 3PCS

材质: 聚乙烯

样品用途: 用于 PE 储罐 (水箱)

样品颜色: 白色

使用条件: 重复使用

收样日期: 2025 年 04 月 09 日

完成日期: 2025 年 04 月 14 日

检测结果: 请参见下页。

检测要求和结论:

序号	检测样品	标准和要求	结论	授权签字人
1	所检样品	GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 - 感官要求 - 总迁移量 - 高锰酸钾消耗量 - 重金属 (以 Pb 计) - 脱色试验	合格	朱立

检测报告

报告编号: WDX25041256

日期: 2025 年 04 月 14 日

页码: 2 / 3

检测结果:

GB 4806.7-2023 - 感官要求

方法: 参考 GB 4806.7-2023 4.2。

材料编号	标准要求		结果		结论
	感官	浸泡液	感官	浸泡液	
1	色泽正常, 无异味、不洁物等。	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异味等感官性的劣变。	色泽正常, 无异味、不洁物等。	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异味等感官性的劣变。	合格

GB 4806.7-2023 - 总迁移量

方法: 参考 GB 31604.1-2023 & GB 31604.8-2021 第一部分。

材料编号	测试条件	限值 (mg/dm ²)	结果 (mg/dm ²)	结论
1	10% 乙醇(v/v), 70℃, 2 小时	10	<3.0	合格

注释: 模拟液和测试条件由客户选定。

GB 4806.7-2023 - 高锰酸钾消耗量

方法: 参考 GB 31604.2-2016。

材料编号	测试条件	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)	结论
1	水, 60℃, 2 小时	10	<1	合格

GB 4806.7-2023 - 重金属 (以 Pb 计)

方法: 参考 GB 31604.9-2016。

材料编号	测试条件	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)	结论
1	4% 乙酸(v/v), 60℃, 2 小时	1	<1	合格

GB 4806.7-2023 - 脱色试验

方法: 参考 GB 31604.7-2023。

材料编号	测试条件		限值	结果	结论
1	浸泡液着色	10% 乙醇, 70℃, 2 小时	阴性	阴性	合格
	擦拭脱色	10% 乙醇, 往返擦拭 100 次	阴性	阴性	合格

检测报告

报告编号: WDX25041256

日期: 2025 年 04 月 14 日


页码: 3 / 3

- 备注:
1. mg/kg = 毫克每千克(ppm)。
 2. mg/dm^2 = 毫克每平方分米。
 3. % = 质量百分比。
 4. $^{\circ}\text{C}$ = 摄氏度。
 5. 测试点及测试项目由客户指定。

测试材料清单

材料编号	描述	位置
1	白色塑胶	PE 块

样品照片:



报告完*

报告说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性、准确性，对检测数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
2. 送检样品信息由委托方提供，本公司不对其真实性及完整性负责。
3. 本报告仅对送检样品检测结果负责。
4. 本报告无授权签字人签章、涂改增删、无公司检验检测专用章、无骑缝章均无效。未加盖 CMA 章的报告，不能作为国内社会证明作用，仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复印本报告，不得私自转让、盗用、冒用。
6. 如对报告有疑问，请来电来函查询。
7. 如对报告有异议，应于收到报告之日起 10 个工作日内提出复检申请，逾期不予受理。
8. 对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

实验室通讯资料

单位名称： 广东万德检测技术股份有限公司

联系地址： 广东省广州市花都区高新路 14 号-（部位：自编 6 楼）

联系电话： 86-020-8689 0001

传真： 86-020-8689 6998

邮政编码： 510820

网址： <http://www.wdwonder.com>

